

[한국어] 세척 전 분해가 필요한 기구 목록 및 분해방법

BENCOX Total Hip System

형 명	기 구 명	분 해 방 법
T9509	MPR Acetabular Reamer System - Offset reamer handle	Collar 를 누르고 돌려 interior part 를 꺼내고, 동일한 방법으로 interior part 를 분해하면 두 개의 halve 와 interior drive chain 로 분해된다.

LOSPA Total Knee System

형 명	기 구 명	분 해 방 법
01.63.108	Multi-proximal tibial resector RT	Alignment rod, indicator, locking knob 를 포함한 모든 파트를 반시계 방향으로 돌려서 분해한다.
01.63.109	Multi-proximal tibial resector LT	Alignment rod, indicator, locking knob 를 포함한 모든 파트를 반시계 방향으로 돌려서 분해한다.
01.61.121	EM Alignment Rod 800mm	O-ring 결합 메커니즘에서 두 개의 EM rod 를 분해한다.
KA.LTC.1L11	Multi-proximal tibial resector LT(ACF type)	Alignment rod, indicator, locking knob 를 포함한 모든 파트를 반시계 방향으로 돌려서 분해한다.
KA.LTC.1L12	Multi-proximal tibial resector RT(ACF type)	Alignment rod, indicator, locking knob 를 포함한 모든 파트를 반시계 방향으로 돌려서 분해한다.
KB.ST0.0002	Tibial Implant Jig	기구 본체에서 모든 파트를 분해한다.
KA.SF0.0004	Femoral extractor	POMC 끝부분을 당겨서 기구 본체로부터 분해한다.
KA.SF0.0003	Femoral holder	POMC 끝부분을 당겨서 기구 본체로부터 분해한다.
KA.SG0.0005	Torque wrench	핸들 부를 본체로부터 분해한다.
KA.DFA.0003	AP Sizer	Stylus 결합부를 본체로부터 분해한다.

[English] Instrument Required Disassembly for Cleaning

BENCOX Total Hip System

Part No.	Part Name	Disassembly Instruction
T9509	MPR Acetabular Reamer System - Offset reamer handle	Disassemble by push and twist the collar of outer part to extract the interior part which is divided into two halves and interior drive chain.

LOSPA Total Knee System

Part Number	Instrument name	Disassembly Instructions
01.63.108	Multi-proximal tibial resector RT	Disassemble by turning all parts including alignment rod, indicator, locking knob counter-clock-wise.
01.63.109	Multi-proximal tibial resector LT	Disassemble by turning all parts including alignment rod, indicator, locking knob counter-clock-wise.
01.61.121	EM Alignment Rod 800mm	Disassemble two EM rod from O-ring assembly mechanism.
KA.LTC.1L11	Multi-proximal tibial resector LT(ACF type)	Disassemble by turning all parts including alignment rod, indicator, locking knob counter-clock-wise.
KA.LTC.1L12	Multi-proximal tibial resector RT(ACF type)	Disassemble by turning all parts including alignment rod, indicator, locking knob counter-clock-wise.
KB.ST0.0002	Tibial Implant Jig	Disassemble parts from instrument body.
KA.SF0.0004	Femoral extractor	Disassemble POMC tip by pulling it out to separate it from instrument body.
KA.SF0.0003	Femoral holder	Disassemble POMC tip by pulling it out to separate it from instrument body.
KA.SG0.0005	Torque wrench	Disassemble handle from instrument body.
KA.DFA.0003	AP Sizer	Disassemble stylus assy from instrument body.